

Colostoma tweedelig systeem

Het tweedelig colostoma opvangsysteem bestaat uit een huidplaat en een zakje. De WIS-consulenten (Verpleegkundig consulenten wond, incontinentie en stomazorg) leggen u uit hoe hiermee om te gaan.

Vorbereiding

Wij raden u aan het volgende vooraf klaar te leggen

- Huidplaat
- Stomazakje
- Vochtige gazen en droge gazen
- Een mal (plastic kaartje waar precies de grootte van uw stoma uitgeknipt is)
- Een afvalzakje
- Een pen
- Een schaar

Gebruik van het tweedelig systeem

Het op maat maken van de huidplaat

Benodigdheden: schaar, pen en de mal.

1. Leg de huidplaat op tafel met de plastic bescherm laag naar boven.
2. Leg de mal met de goede kant naar beneden op de huidplaat. Let op de boven- en onderaanduiding. De pijl geeft de bovenkant van de mal aan (↑).
3. Teken langs de opening van de mal de opening van uw stoma af op de huidplaat.
4. Zet de pijl aan de bovenkant op de bescherm laag.
5. Knip de afgetekende opening uit de huidplaat en maak de rand van de opening met uw vinger glad.

Bij sommige stoma's kunt in plaats van een mal een stans gebruiken. Een stans is een apparaatje waarmee u een opening in de huidplaat kunt maken.

Het verschonen van het systeem

U gaat als volgt te werk

1. Laat het zakje op de huidplaat zitten.
2. Trek voorzichtig met één hand de huidplaat los. Steun daarbij met de andere hand de huid. Gebruik hierbij eventueel een vochtig gaasje (kraanwater). Werk altijd van boven naar beneden.
3. Leg een droog gaasje op de stoma om eventuele ontlasting op te vangen.
4. Doe het vuile materiaal in het afvalzakje.
5. Reinig de huid en de stoma met een vochtig gaasje.
6. Dep de huid droog met een droog gaasje.
7. Verwijder de bescherm laag van de op maat gemaakte huidplaat.
8. Breng de huidplaat op de huid aan. Let op dat pijl naar boven wijst. Zorg dat er zo min mogelijk plooien ontstaan.
9. Druk de huidplaat goed aan rond de stoma, vanuit het midden naar buiten toe.
10. Plaats het stomazakje op de huidplaat.
11. Controleer of alles goed vast zit.



Het verschonen van het zakje

Voor het verschonen van het zakje heeft u het volgende nodig: stomazakje, vochtige gazen, droge gazen, afvalzakje.

U gaat als volgt te werk

1. Haal voorzichtig het zakje van de huidplaat.
2. Leg een vochtig gaasje op de stoma om de eventuele ontlasting op te vangen.
3. Doe het vuile materiaal in een afvalzakje.
4. Reinig met een vochtig gaasje de huidplaat vooral goed rond de stoma.
5. Plaats het stomazakje op de huidplaat.
6. Controleer of het zakje goed vastzit.

Aandachtspunten

Verzorging

- U kunt zelf kiezen of u met of zonder opvangmateriaal onder de douche of in bad gaat. Het koolstoffilter moet worden afgeplakt met de sticker uit de doos.
- Haargroei onder de huidplaat kunt u met een scheermesje verwijderen. Het verwijderen van een huidplaat op een behaarde buik is erg pijnlijk en veroorzaakt huidirritatie.
- Gebruik geen zalven, oliën en dergelijke. Ze verminderen de plakkracht van de hulpmiddelen. U kunt wel barrièrecrème gebruiken, als dit is voorgeschreven.
- Gebruik geen sterk ontvettende middelen. Ze drogen de huid uit en kunnen op termijn juist zorgen voor huidirritatie.
- Controleer regelmatig of de mal nog wel passend is.
- Zorg dat u altijd opvangmateriaal bij u heeft, ook als u maar een uurtje van huis bent. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
- Zorg dat u altijd voldoende opvangmateriaal heeft voor een periode van twee weken. Dan bent u bij onvoorziene omstandigheden, zoals stagnatie van de bezorging, niet meteen onthand.
- Neem als u gaat reizen altijd een gedeelte van het opvangmateriaal als handbagage mee. Meer tips vindt u in het boekje Stoma en Reizen van de Nederlandse Stomavereniging.

Verschonen

- U kunt de huidplaat het beste maal per week verschonen.
- Het zakje verschoont u als het voor driekwart gevuld is.

Verandering van vorm

Tot ongeveer drie maanden na het aanleggen kan uw stoma van vorm veranderen. Hierdoor kan ruimte ontstaan tussen stoma en huidplaat waardoor een randje buikhuid tussen stoma en huidplaat zichtbaar wordt. In dat geval moet de maatvoering van de mal die nodig is voor het aftekenen van de opening op de huidplaat worden aangepast. Dit kunt u zelf doen. Als u niet zeker bent of u het wel goed doet, kan de WIS-consulente dit voor u doen.

Bloeden

Uw stoma kan door aanraken wel eens wat bloeden. Hiervan hoeft u niet te schrikken, het komt wel vaker voor. Als het vaak gebeurt of als het bloedverlies langdurig is, maakt u een afspraak met uw WIS-consulente.



Huidirritatie en/of lekkage

- Controleer regelmatig of uw huid onder de huidplaat van het stomazakje niet rood ziet of geïrriteerd is. Is dit het geval, wacht dan niet, maar maak een afspraak op de poli bij de WIS-consulente. Als de mogelijke oorzaak duidelijk is, kan dit erger voorkomen.
- Controleer regelmatig als u het zakje verwijdert of er geen ontlasting onder de huidplaat zit. Als dat zo is, dan is er sprake van lekkage van ontlasting. Op termijn gaat hierdoor uw huid kapot en kan het stomazakje gaan loslaten. Maak een afspraak op de WIS-poli, zodat de WIS-consulent kan beoordelen of er aanpassingen nodig zijn met betrekking tot uw materiaal. Lekkage van ontlasting hoort er niet bij!

Eventuele hulpmiddelen

.....

.....

.....

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de stomaconsulenten. U kunt hen bereiken via onderstaande gegevens:

Stomacentrum Erasmus MC, 06 50 03 20 30

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

E-mail: stomacentrum@erasmusmc.nl

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl
Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: youtu.be/4GVqbuyUSnA





