

Urostoma tweedelig systeem

Een urostoma is een kunstmatige uitgang voor uw urine. U krijgt deze stoma wanneer uw urine uw lichaam niet meer op de natuurlijke manier kan of mag verlaten. Het tweedelig systeem bestaat uit een huidplaat en een zakje.

Vorbereiding

Wij raden u aan het volgende vooraf klaar te leggen

- De huidplaat.
- Een stomazakje.
- Een afvalzakje.
- Vochtige gazen en droge gazen.
- Een mal (plastic kaartje waar precies de grootte van uw stoma uitgeknipt is).
- Een pen.
- Een schaar.

Gebruik van het tweedelig systeem

Het op maat maken van de huidplaat

Benodigdheden: schaar, pen en de mal.

1. Leg de huidplaat op tafel met de papieren beschermplaat naar boven.
2. Leg de mal met de goede kant naar beneden op de huidplaat. Let op de boven- en onderaanduiding. De pijl geeft de bovenkant van de mal aan (↑).
3. Teken langs de opening van de mal de opening van uw stoma af op de huidplaat.
4. Zet de pijl aan de bovenkant op de beschermplaat.
5. Knip de afgetekende opening uit de huidplaat en maak de rand van de opening met uw vinger glad.
6. Sluit het stomazakje aan de onderkant.

Het verschonen van de huidplaat

Ga als volgt te werk:

1. Als het zakje te vol zit, moet u het eerst legen door het afvoerkraantje te openen.
2. Laat het zakje op de huidplaat zitten.
3. Trek voorzichtig met één hand de huidplaat los. Steun daarbij met de andere hand de huid. U kunt hierbij een vochtig gaasje gebruiken (kraanwater). Werk altijd van boven naar beneden.
4. Leg een vochtig gaasje op de stoma om eventuele ontlasting op te vangen.
5. Doe het vuile materiaal in het afvalzakje.
6. Reinig de huid en de stoma met een vochtig gaasje.
7. Dep huid droog met een droog gaasje.
8. Verwijder de beschermplaat van de op maat gemaakte huidplaat.
9. Breng de huidplaat op de huid aan. Let erop dat de pijl naar boven wijst. Zog ervoor dat bij het plakken zo min mogelijk plooien ontstaan.
10. Druk de huidplaat goed aan rond de stoma, werk vanuit het midden naar buiten toe.
11. Plaats het stomazakje op de huidplaat.
12. Controleer of alles goed vastzit en of de onderkant van het zakje gesloten is.

Het verschonen van het zakje



Benodigdheden: stomazakje, vochtige gazen, droge gazen, afvalzakje.

Ca als volgt te werk:

1. Als het zakje te vol is, maakt u het eerst leeg.
2. Haal voorzichtig het zakje van de huidplaat.
3. Leg een vochtig gaasje op de stoma om de eventuele urine op te vangen.
4. Het vuile materiaal doet u in het afvalzakje.
5. Reinig met een vochtig gaasje de huidplaat vooral goed rondom de stoma.
6. Plaats het stomazakje op de huidplaat.
7. Controleer of het zakje goed vastzit en of het kraantje gesloten is.

Aandachtspunten

Verzorging

- Het is aan te raden uw stoma 's morgens te verschonen, voordat u heeft gegeten of gedronken. De stoma produceert dan weinig of geen urine.
- Om lekkage te voorkomen, leegt u het zakje als het voor driekwart vol zit.
- Zorg dat u voldoende drinkt. De urineproductie moet minstens 1 liter per dag zijn.
- In de urine kunnen kleikne slijmvlokken voorkomen. Dit is normaal.
- Let erop dat de slijmvlokken de afvoer van het zakje niet verstoppen.
- Wordt de urine troebel, met veel slijmvlokken en donker van kleur, verhoog dan de vochtinname. Als er geen verbetering optreedt, raadpleegt u uw huisarts.
- Sluit om lekkage te voorkomen voor de nacht een nachtzak aan op het aftapkraantje van het opvangsysteem.
- U kunt zelf kiezen of u met of zonder opvangmateriaal onder de douche of in bad gaat. Het koolstoffilter moet worden afgeplakt met de sticker uit de doos.
- Haargroei onder de huidplaat kunt u met een scheermesje verwijderen. Het verwijderen van een huidplaat op een behaarde buik is erg pijnlijk en veroorzaakt huidirritatie.
- Gebruik geen zalven, oliën en dergelijke. Ze verminderen de plakkracht van de hulpmiddelen.
- Gebruik geen sterk ontvettende middelen, zoals stoma- en reinigingsdoekjes of beschermende producten. Ze drogen de huid uit en kunnen op de lange duur juist huidirritatie geven.
- Zorg dat u altijd opvangmateriaal bij u heeft, ook als u maar een uurtje van huis bent. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
- Zorg dat u altijd voldoende opvangmateriaal heeft voor een periode van twee weken. Dan bent u bij onvoorziene omstandigheden, zoals stagnatie van de bezorging, niet meteen onthand.
- Neem als u gaat reizen altijd een gedeelte van het opvangmateriaal als handbagage mee. Meer tips vindt u in het boekje Stoma en Reizen van de Nederlandse Stomavereniging.

Verandering van vorm

Tot ongeveer drie maanden na het aanleggen kan uw stoma van vorm veranderen. Hierdoor kan ruimte ontstaan tussen stoma en huidplaat waardoor een randje buikhuid tussen stoma en huidplaat zichtbaar wordt. In dat geval moet de maatvoering van de mal die nodig is voor het aftekenen van de opening op de huidplaat worden aangepast. Dit kunt u zelf doen. Als u niet zeker bent of u het wel goed doet, kan de WIS-consulente dit voor u doen.



Bloeden

Uw stoma kan door aanraken wel eens wat bloeden. Hiervan hoeft u niet te schrikken, het komt wel vaker voor en stopt vanzelf. U kunt ook een nat gaasje met koud water op uw stoma leggen. Als het vaak gebeurt of als het bloedverlies langdurig is, maakt u een afspraak met uw WIS-consulente.

Huidirritatie en/of lekkage

- Controleer regelmatig of uw huid onder de huidplaat van het stomazakje niet rood ziet of geïrriteerd is. Is dit het geval, wacht dan niet, maar maak een afspraak op de poli bij de WIS-consulente. Als de mogelijke oorzaak duidelijk is, kan erger worden voorkomen.
- Controleer regelmatig als u het zakje verwijdt of er geen urine onder de huidplaat zit. Dit ziet u ook aan eventueel te sterke verweking van de huidplaat langs de stoma (witte verkleuring). Is dit het geval dank an uw huid kapot gaan en de huidplaat kan gaan loslaten. Maak een afspraak op de WIS-poli, zodat de WIS-consulent kan beoordelen of er aanpassingen nodig zijn met betrekking tot uw material. Lekkage hoort er niet bij!!!

Eventuele hulpmiddelen

.....

.....

.....

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de stomaconsulenten. U kunt hen bereiken via onderstaande gegevens:

Stomacentrum Erasmus MC, 06 50 03 20 30
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.
E-mail: stomacentrum@erasmusmc.nl

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl
Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: youtu.be/4GVqbuyUSnA





